



Tumortos, användar/skötselanvisning



Skötselanvisning

- Ta ut metallskenan
- Stäng kardborrebanden.
- Handtvätta i ljummet vatten.
- Skölj.
- Plantorka.
- Torktumla ej.





www.hammarborg.se



HAMMARSBORG LIFE

Tumortos, användar/skötselanvisning



Skötselanvisning

- Ta ut metallskenan
- Stäng kardborrebanden.
- Handtvätta i ljummet vatten.
- Skölj.
- Plantorka.
- Torktumla ej.



www.hammarborg.se



HAMMARSBORG LIFE